

Type de frottis 		Culture aérobie	Culture anaérobie	Tests antigéniques rapides	PCR Bactériennes (IST) <i>Gonocoque,</i> <i>Trichomonas,</i> ...	PCR Bactériennes (Respiratoire) <i>Mycoplasme,</i> <i>Chlamydia</i> <i>pneumoniae,</i> ...	PCR Virale <i>Influenza</i> <i>, Sars</i> <i>Cov-2,</i> <i>RSV,</i> ...	Culture Herpès
Frottis bactériologie (gorge, plaie, divers, ...) Milieu de transport AMIES liquide-gel Bouchon bleu								
Frottis pour PCR MST (vaginaux, col) Milieu Abbott PCR liquide Bouchon orange								
Frottis nasopharyngé pour PCR Respiratoire Milieu UTM liquide								
Frottis nasopharyngé sec Pas de milieu de transport Bouchon orange								